



MEDISER
DEPOSITO · DENTAL



Imágenes no contractuales

desde
247€ mes
Leasing, 5 años
Sin entrada

gratis



ESPECIAL ANIVERSARIO

Hemos cumplido ya **veinte años** de colaboración entre **Mediser** y **Castellini**, y por ese motivo vamos a premiar la fidelidad de nuestros clientes. Les ofrecemos una opción de recompra de su sillón viejo a cambio de un equipo **Puma** a un precio inmejorable, y le incluimos además un **autoclave Castellini** 17 litros Clase B **sin cargo**.

Empezamos otros veinte años de andadura juntos donde seguiremos ofreciendo nuestros asesoramiento y servicio técnico a los profesionales del sector dental.

Para ello contamos como siempre, con el respaldo de uno de los mayores fabricantes de aparatología, rotatorio y esterilización a nivel mundial.

¡NO PUEDES DEJARLO PASAR!

C/ Herminio Madinabeitia, 18 int.
Pab. 9 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tl. 945 14 48 72 / Fax. 945 14 49 20
mediser@medisercontrol.com

www.medisercontrol.com



**PUMA
ELI**

**precio
especial 13.990 €**
I.V.A. NO INCLUIDO

OFERTA EQUIPO CASTELLINI PUMA ELI 5

- Equipo de recuperación superior, mangueras colgantes o cart
- Sillón DAMA con programación (4 memorias) y pedal standard
- Cabezal doble articulación
- Predisposición para aspiración tipo "L" mono estudio: anillo líquido y húmedo
- Separate Supply System (alimentación independiente) y Suction Stop (bloqueo aspiración)
- Panel de mandos con visualizador para radiografía intra oral, para velocidad del micromotor y de la intensidad del piezosteril
- Lámpara Venus E (26.000 Lux)

Consola doctor predispuesto para 5 instrumentos.

Incluye de serie:

- Kit módulo manguera con luz con turbina SILENT POWER SILVER 2 L
- Kit micromotor de inducción HANDY POWER
- Kit ultrasonidos PIEZOSTERIL 6 con 4 puntas (tipo S ó E) y llave dinamométrica
- Kit jeringa 3F Castellini



Lámpara



Handy



Cabezal



Panel de mandos


MEDISER
DEPOSITO DENTAL


CASTELLINI

**¡APROVÉCHATE DE LA OFERTA,
HASTA 30-6-2017!**

C/ Herminio Madinabeitia, 18 int.
Pab. 9 01006 VITORIA-GASTEIZ
TI. 945 14 48 72 / Fax. 945 14 49 20
mediser@medisercontrol.com

www.medisercontrol.com

Imágenes no contractuales