

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601

castellini@castellini.com

Sede Legale ed Amministrativa / Head Quarter
CEFLA s.c. - Via Selice Prov.le, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

www.castellini.com



Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.

Las características técnicas indicadas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, debido a la constante actualización tecnológica.

09/2017

CCONSP17/1500

Excelencia y rendimiento

goldspeed Evo



CONSERVADORA, CIRUGÍA, ENDODONCIA

Creadas para cualquier exigencia odontológica, desde la conservadora a la cirugía de implantes y la endodoncia, la gama de piezas de mano Goldspeed Evo resume la excelencia y la experiencia de Castellini.

Fabricadas conforme a los más altos estándares de la micro-mecánica y gracias a su exclusivo diseño, los instrumentos Goldspeed ofrecen un trabajo de precisión, rendimiento extremo, ligereza y maniobrabilidad. En cualquier situación, incluso cuando se trata de intervenciones delicadas, el odontólogo disfruta de un confort operativo que no tiene precio. Además, la amplia visibilidad del campo operativo, los bajos niveles de vibración, el óptimo equilibrio durante el agarre y la empuñadura son las características que distinguen esta gama. Las piezas de mano Goldspeed Evo son termodesinfectables y pueden ser esterilizadas en autoclave a vapor: fiabilidad y calidad, con el sello de seguridad Castellini.



**GOLDSPEED Evo R20-L
(20:1) Cirugía, Implantología,
Osteotomía**
Específico para cirugía. Relación de transmisión 20:1, esterilizable en autoclave y termodesinfectable, puede desmontarse para efectuar una limpieza meticulosa, spray individual, con sistema de apriete de hexágono, para fresas e instrumentos quirúrgicos con barra del contra-ángulo Ø 2,35 mm, enfriamiento interno sistema Kirschner/Meyer y spray externo, LED con generador integrado.



**GOLDSPEED Evo E4
(4:1) Endodoncia**
Específico para endodoncia. Relación de transmisión 4:1, esterilizable en autoclave y termodesinfectable, cabezal miniaturizado para permitir un mejor acceso al área de tratamiento. Permite el tratamiento endodóntico en modo recíprocante y el uso del localizador apical integrado en los equipos Castellini dotados de endodoncia integrada.



**GOLDSPEED Evo E16
(16:1) Endodoncia**
Específico para endodoncia. Relación de transmisión 16:1, esterilizable en autoclave y termodesinfectable, cabezal miniaturizado para permitir un mejor acceso al área de tratamiento. Dotada de cojinetes de bolas para garantizar una transmisión precisa de la velocidad a la lima. Bloqueo fresas mediante push-button.



**GOLDSPEED Evo M5-L
(1:5) Conservadora**
Conservadora, protésica y uso general. Contra-ángulo multiplicador con relación de transmisión 1:5, esterilizable en autoclave y termodesinfectable, utiliza fresas FG Ø 1,6 mm, bloqueo de la fresa mediante push-button, spray cuádruple, cojinetes cerámicos, fibra óptica integrada de elevada luminosidad y resistente al tratamiento en autoclave. Diámetro cabezal 10 mm.



**GOLDSPEED Evo S1-L
(1:1) Conservadora**
Conservadora y uso general. Relación de transmisión 1:1, cabezal y empuñadura esterilizable en autoclave y termodesinfectable, bloqueo de la fresa mediante push-button, spray individual, fibra óptica integrada de elevada luminosidad y resistente al tratamiento en autoclave. Diámetro cabezal 9,5 mm.



**GOLDSPEED Evo S1
(1:1) Conservadora**
Conservadora y uso general. Relación de transmisión 1:1, cabezal y empuñadura esterilizable en autoclave y termodesinfectable, bloqueo de la fresa mediante push-button, spray individual. Diámetro cabezal 9,5 mm.



**GOLDSPEED Evo D1
(1:1) Conservadora**
Pieza de mano recta para uso general. Relación de transmisión 1:1, esterilizable en autoclave y termodesinfectable, spray individual.



**GOLDSPEED Evo D1-L
(1:1) Conservadora**
Pieza de mano recta para uso general. Relación de transmisión 1:1, esterilizable en autoclave y termodesinfectable, spray individual, fibra óptica integrada de elevada luminosidad y resistente al tratamiento en autoclave.